

3000



3001



3002



UA

Інструкція з використання
ПРИЛАД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Модель 3000, 3001, 3002

Momert Co. Ltd.

2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14.

Phone: +36 25 555-100, E-mail: info@momert.hu

www.momert.hu

Інструкція з використання ПРИЛАД ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Моделі 3000, 3001, 3002

Дякуємо Вам за те, що Ви придбали цей виріб компанії Момерт і бажаємо, щоб Ви змогли користуватися цим приладом довго і були задоволені якістю його роботи! Перед першим використанням приладу уважно ознайомтеся з правилами експлуатації і збережіть ці правила для подальшого використання! Подбайте про те, щоб керівництво по використанню приладу було прочитано і іншими особами, які будуть користуватися ним!

Технічні параметри:

Напруга: 230V~50Hz

Потужність: **3000, 3002:** 100W (Вт), **3001:** 150W (Вт)

Лампа: Philips



Увага! Ризик травмування або завдання шкоди здоров'ю.



Небезпечно! Гаряча поверхня.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ:

Цей інфрачервоний нагрівач призначений тільки для опромінення людського тіла. Діапазон інфрачервоного випромінювання типу "А" 780-1400 nm - створює відчуття тепла, опромінювана ділянка шкіри посилено забезпечується кров'ю, в області підвищеної температури зростає обмін речовин.

Завдяки дії інфрачервоного світла в організмі починається оздоровчий процес, який концентрується на опромінюваній ділянці. Кровообіг в області залоз внутрішньої секреції підвищується, внаслідок чого з організму виводяться шлаки і поліпшується постачання клітин киснем.

Інфрачервоне світло може застосовуватися в якості супроводжуючої терапії при лікуванні захворювань вух, горла і носа, а також для догляду за шкірою обличчя і тіла, особливо для при процедурх очищення шкіри. Проте, слід проконсультуватися у сімейного лікаря, чи доцільно з медичної точки зору, використання даного приладу в кожному з конкретних випадків.

Увага: Приладом не повинні користуватися особи з обмеженими руховими функціями або ж особи з неповноцінними розумовими здібностями, а також ті, що не мають навичок у використанні приладу (в тому числі і діти). Виняток становлять випадки, коли забезпечується присутність і контроль з боку відповідального за їх дії осіб або ж їм дано вказівки щодо правил користування приладом. Не дозволяйте дітям гратися з приладом!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ! ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію та зберігайте її доступною для інших користувачів. Корпус приладу та інфрачервона лампа стануть дуже гарячими під час роботи. Існує ризик отримати опік, якщо їх торкнутися. Після процедури завжди вимикайте живлення і дайте приладу охолонути протягом принаймні 20 хвилин, перш ніж торкатися, упаковувати або накривати його.

- Видаліть весь пакувальний матеріал перед використанням приладу.
- Прилад повинен підключатися тільки до мережі з зазначеною на таблиці напругою.
- Не залишайте прилад без нагляду, коли він увімкнений. Забороняється використовувати прилад для лікування чутливих до тепла осіб. Чутливість до тепла може бути зниженою або підвищеною в наступних випадках:
 - у діабетиків;
 - у осіб, які страждають сонливістю, слабоумством чи володіють неповноцінними ментальними здібностями;
 - у осіб із захворюваннями шкіри або мають пошкодження шкірного покриву типу лишаю або іншого типу;
 - у людей з алергією;
 - у дітей та людей похилого віку;

- після вживання ліків або алкоголю.
- Завжди обмежуйте тривалість застосування і перевіряйте реакцію шкіри.
- При деяких обставинах: прийом ліків, використання косметики або споживання певних харчових продуктів, може привести до надмірної чутливості шкіри або до її алергічної реакції. В цьому випадку слід негайно припинити сеанс опромінення.
- При тривалому використанні приладу будьте особливо уважні і обережні, ніколи не засинайте під час опромінення!
- Тривалий вплив може викликати опік шкіри.
- Коли прилад підключений до мережі, не намагайтеся викрутити лампу і не торкайтеся до інфрачервоного опромінювача.
- Діти не завжди здатні визначити небезпеку від електричних приладів.
- Слідкуйте, щоб діти не користувалися приладом без нагляду. Не давайте дітям пакувальні пакети (небезпека задухи!).
- Відстань від горючих матеріалів до інфрачервоного випромінювача повинна бути більше ніж 1,0 м. Забороняється підвішувати прилад на стіні або стелі.

НЕБЕЗПЕЧНО!

- Електроенергія при контакт з водою надзвичайно небезпечна! Не використовуйте пристрій у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті, душі або басейні). Переконайтеся, що всередині або поза пристроєм немає рідини.
- Не торкайтеся приладу мокрими руками, коли він підключений до електромережі, не слід розприскувати воду на прилад. Використовуйте прилад його тільки тоді, коли він повністю сухий. Ніколи не занурюйте прилад у воду або будь-яку іншу рідину. Захищайте прилад від ударів та падіння.
- Не виймайте вилку з розетки, потягнувши за кабель. Якщо кабель або корпус пошкоджені, зверніться до сервісного центру. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі. Використовуйте його лише за призначенням. У разі неправильного використання, неправильного поводження або втручання у прилад, не буде прийнято жодної відповідальності за можливі пошкодження. Прилад не підходить для комерційного використання. Тільки для домашнього використання!

ВИКОРИСТАННЯ:

Перед використанням приладу видаліть весь пакувальний матеріал. Перед використанням перевірте, чи правильно прикручена інфрачервона лампа. Завжди встановлюйте прилад на стійку рівню поверхню і залишайте прилад у радіусі не менше 20 см від інших предметів, щоб уникнути перегріву. Перед використанням переконайтеся, що з'єднувальний кабель не пошкоджений. Він не повинен контактувати з гарячою електричною лампочкою. Відстань між інфрачервоную лампою та випромінюваною частиною тіла не повинна бути меншою за 60 см для моделей 3000 і 3002, або принаймні 80 см для моделі 3001. Завжди тримайте очі закритими під час опромінення обличчя, щоб уникнути травм (ніколи не дивіться на інфрачервоне світло). Рекомендуються захисні окуляри, особливо для дітей. Рекомендована тривалість опромінення - максимум 12 хвилин.

Лампа повинна підключатися до мережі тільки під час роботи. Після закінчення використання від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому охолонути перед зберіганням. Для початку рекомендується вибрати більш короткий період випромінювання. Шкіра деяких людей може виявляти надчутливу (наприклад, екстремальне почервоніння, утворення здуття, свербіж) або алергічну реакцію на теплове випромінювання, навіть якщо лампа правильно використовується. Досліджують випромінювання ділянку тіла регулярно. При будь-яких ознаках надчутливості або алергічної реакції припиніть дію променевої терапії та зверніться до лікаря. Не використовуйте прилад у приміщенні, де температура нижче 10°C або вище 35°C.

ОЧИЩЕННЯ/ЗАМІНА ІНФРАЧЕРВОНОЇ ЛАМПИ-ВИПРОМІНЮВАЧА:

Перед кожним чистенням та при заміні інфрачервоної лампи-випромінювача прилад повинен бути вимкнений та відключений

від електромережі. Приладу потрібно дати охолоннути після використання щонайменше 20 хвилин. Прилад можна очищати вологою ганчіркою. Не використовуйте чистячі засоби, що містять розчинники. Переконайтеся, що в прилад не проникає вода. Використовуйте прилад тільки тоді, коли він повністю висух. Зверніть увагу, що в якості заміни можна використовувати тільки інфрачервоні лампи-випромінювачі оригінального типу.

Гарантія на лампу-випромінювач не поширюється.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

- Пакувальні матеріали та старі побутові прилади здавайте в установи, які займаються збором їх з метою утилізації.
- Картонну коробку приладу викиньте в контейнер для збору паперових відходів.
- Поліетиленові (PE) пакети викиньте в контейнер для збору пластикових відходів.

Утилізація побутових приладів після закінчення терміну їх служби:



Цей знак попереджає про те, що цей прилад і його упаковку не можна викидати у звичайні контейнери для збору сміття. Побутовий прилад, що став непотрібним або несправним, повинен бути зданий в місце збору електричних приладів з метою їх утилізації. Демонтаж побутового обладнання і викидання його в місця скупчення побутового сміття, а також знищення приладу, що не відповідає правилам, розглядається як забруднення навколишнього середовища. Інформація щодо вимог відповідного знищення та утилізації побутового обладнання надається відповідним відділом місцевої адміністрації або в місці придбання виробу.

Виробник: Momert Co Ltd., Papírgyári út 12-14, H-2400 Dunaújváros, Hungary/Момерт Ко Лтд., вул. Папіргяри 21-14, H-24000 Дунайварош, Угорщина. Виготовлено в Угорщині.

Офіційний імпортер, представник в Україні: ТОВ «Теспро», 03191, м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, н.п. 1,2. тел.: (044) 303 98 88, www.tespro.ua, email: office@tespro.ua

Гарантійний термін: 12 місяців з дня продажі Покупцеві.

Гарантійне обслуговування проводиться в наступних випадках:

- наявний гарантійний талон з вказаною датою продажі;
- підпис Покупця, штамп торгуючої організації, товарний чек;
- виріб надається в чистому вигляді, без слідів самостійного втручання, механічних пошкоджень;

Гарантійне обслуговування не поширюється:

- на виробу, які експлуатувалися з порушенням вимог інструкції з використання;
- на лампу-випромінювач;
- при наявності механічних пошкоджень виробу;
- при не передбаченій інструкцією по експлуатації розбиранні і другим стороннє втручання в його конструкцію;
- при проникненні різних рідин, комах та інших сторонніх предметів всередину виробу;
- на елементи живлення (за наявності).

UA – Декларація про відповідність:

Ми, **Momert Zrt.***

Оголошіть цей продукт:


Назва: Момерт, **Модель:** 3000, 3001, 3002,

Опис: Прилад інфрачервоного випромінювання

Він відповідає переліченим стандартам і нормативним вимогам:

Директива про електромагнітну сумісність: **

Директива про низьку напругу: ***

*  12.-14. Papirgyari str., Dunaujvaros, H-2400

 + 36 / 25 / 555-100  + 36 / 25 / 555-199

 info@momert.hu  www.momert.hu

** 2014/30/EK

EN 55014-1:2007

EN 55014-2:2015

EN 50419:2006

*** 2014/35/EK

EN 60335-1:2012


EN 60335-2-27:2014

EN 62233:2008

WEEE 2012/19/EU

Rohs 2011/65/EC

PaHs ZEK 01.4-08/11.11



Tamás Baritsa

Головний комерційний директор

Dunaujvaros, 03.06.2010., Momert Zrt.

Ця Декларація відповідності видається під виключну відповідальність виробника.

H-1174

