

































**Symbols Description**

	<p><b>Applied part - Type BF Degree of protection against electric shock (leakage current)</b></p> <p><b>FA</b> Część uchodząca w kontakt z ciałem pacjenta – typ BF (stopień ochrony przed porażeniem prądem [prąd upływny])</p> <p><b>CE</b> Hiloblatú rész – típus BF - Stupanj ochrany před úrazem elektrickým proudem (svodový proud)</p> <p><b>HU</b> érintkező rész – BF típus Az áramütés elleni védelem szintje (áramszivárgás)</p> <p><b>SK</b> Hilopená časť - Typ BF Stupanj ochrany pred zásahom elektrickým prúdom (svodovým prúdom)</p> <p><b>SL</b> del v stiku z bolnikom – pripomoček tipa BF Stopnja zaščite pred električnim udarom (uhajavi tok)</p> <p><b>HR</b> Nijemljeni dio – Tip BF Stupanj zaštite od strujnog udara (istjecanje struje)</p>
	<p><b>CE Marking</b></p> <p><b>PL</b> Oznaczenie CE</p> <p><b>CZ</b> Označení CE</p> <p><b>HU</b> CE jelölés</p> <p><b>SK</b> Označenie CE</p> <p><b>SL</b> Oznaka CE</p> <p><b>HR</b> Oznaka CE</p>
	<p><b>Class II equipment. Protection against electric shock</b></p> <p><b>PL</b> Urządzenie klasy II. Ochrona przed porażeniem prądem</p> <p><b>CZ</b> zařízení třídy II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem</p> <p><b>HU</b> II. osztályba tartozó berendezés. Áramütés elleni védelem</p> <p><b>SK</b> zariadenie triedy II. Ochrana pred zasahnutím elektrickým prúdom</p> <p><b>SL</b> Oprema razreda II. Zaščita pred električnim udarom</p> <p><b>HR</b> Oprema klase II. Zaštita od strujnog udara</p>
<b>IP XX</b>	<p><b>Ingress protection degree provided by IEC 60529</b></p> <p><b>FA</b> Stopień ochrony przed wnikaniem substancji wg normy IEC 60529</p> <p><b>CZ</b> Stupeň ochrany proti vniknutí záštitový normou IEC 60529</p> <p><b>HU</b> az IEC 60529 által nyújtott IP-vedettség fok</p> <p><b>SK</b> Stupen ochrany proti vniknutiu podľa IEC 60529</p> <p><b>SL</b> Stopnja zaščite pred vdorom tuje snovi zagotovljena po IEC 60529</p> <p><b>HR</b> Stupanj zaštite od prodora prema normi IEC 60529</p>
	<p><b>Serial number</b></p> <p><b>PL</b> Numer serii</p> <p><b>CZ</b> sériové číslo</p> <p><b>HU</b> sorozatszám</p> <p><b>SK</b> sériové číslo</p> <p><b>SL</b> Serijska številka</p> <p><b>HR</b> Serijski broj</p>
	<p><b>LOT number</b></p> <p><b>PL</b> Numer partii</p> <p><b>CZ</b> číslo šarže</p> <p><b>HU</b> gyártási szám</p> <p><b>SK</b> číslo ŠARŽE</p> <p><b>SL</b> številka LOT</p> <p><b>HR</b> OT broj</p>
	<p><b>Medical device</b></p> <p><b>PL</b> Wyrób medyczny</p> <p><b>CZ</b> zdravotnický prostředek</p> <p><b>HU</b> Orvostechikai eszköz</p> <p><b>SK</b> zdravotnícka pomôcka</p> <p><b>SL</b> Medicinski pripomoček</p> <p><b>HR</b> Medicinski proizvod</p>
	<p><b>For indoor use only</b></p> <p><b>PL</b> Wyłącznie do użytku wewnątrznego</p> <p><b>CZ</b> pouze pro použití uvnitř budov</p> <p><b>HU</b> csak beltéri használatra</p> <p><b>SK</b> len na vnútorné použitie</p> <p><b>SL</b> Samo za uporabo v zaprtih prostorih</p> <p><b>HR</b> Za upotrebu samo u zatvorenom prostoru</p>
	<p><b>Temperature limitation</b></p> <p><b>PL</b> Ograniczenia dot. temperatury</p> <p><b>CZ</b> Omezení teploty</p> <p><b>HU</b> Hőmérsékletre vonatkozó korlát</p> <p><b>SK</b> Teplotné obmedzenie</p> <p><b>SL</b> Omejitev temperature</p> <p><b>HR</b> Ograničenje temperature</p>
	<p><b>Humidity limitation</b></p> <p><b>PL</b> Ograniczenia dot. wilgotności</p> <p><b>CZ</b> Omezení vlhkosti</p> <p><b>HU</b> Páratartalomra vonatkozó korlát</p> <p><b>SK</b> Vlhkostné obmedzenie</p> <p><b>SL</b> Omejitev vlažnosti</p> <p><b>HR</b> Ograničenje vlažnosti</p>
	<p><b>Atmospheric pressure limitation</b></p> <p><b>PL</b> Ograniczenia dot. ciśnienia atmosferycznego</p> <p><b>CZ</b> Omezení atmosférického tlaku</p> <p><b>HU</b> Légnyomásra vonatkozó korlát</p> <p><b>SK</b> Obmedzenie atmosférického tlaku</p> <p><b>SL</b> Omejitev atmosferskega tlaka</p> <p><b>HR</b> Ograničenje atmosferskog tlaka</p>
	<p><b>Indication of connector polarity</b></p> <p><b>PL</b> Oznaczenie biegunowości złącza</p> <p><b>CZ</b> Označení polarity konektoru</p> <p><b>HU</b> A megjelölés csatlakoztatási polaritás jelölése</p> <p><b>SK</b> Označenie polarity konektora</p> <p><b>SL</b> Oznaka polarnosti priključka</p> <p><b>HR</b> Oznaka polariteta priključka</p>
	<p><b>Identifier of cuffs compatible for the device</b></p> <p><b>FA</b> Spůsob identifikaci manžietow zovdychých z urađeniem</p> <p><b>CZ</b> Identifikátor manžet kompatibilních se zařízením</p> <p><b>HU</b> A készülékkel kompatibilis mandzsetták azonosítója</p> <p><b>SK</b> Identifikátor manžiet kompatibilných so zariadením</p> <p><b>SL</b> Oznaka manšet, združljivih s tem pripomočkom</p> <p><b>HR</b> Identifikator manžeta kompatibilnih s uređajem</p>
	<p><b>OMRON's trademarked technology for blood pressure measurement</b></p> <p><b>PL</b> Opatrzona znakiem towarowym technologia firmy OMRON dotycząca pomiaru ciśnienia krwi</p> <p><b>CZ</b> Technologie společnosti OMRON s ochrannou známkou pro měření krevního tlaku</p> <p><b>HU</b> az OMRON védjeggyel védett vérnyomásmérés technológiája</p> <p><b>SK</b> technológia merania krvného tlaku spoločnosti OMRON s ochrannou známkou</p> <p><b>SL</b> zaščitená tehnologija podjetja OMRON za meritve krvnega tlaka</p> <p><b>HR</b> zaštićeni znači tehnologije za mjerenje krvnog tlaka proizvođača OMRON</p>

	<p><b>Arm circumference</b></p> <p><b>PL</b> Obwód ramienia</p> <p><b>CZ</b> Obvod pažby</p> <p><b>HU</b> karokörlet</p> <p><b>SK</b> obvod ramena</p> <p><b>SL</b> obseg roke</p> <p><b>HR</b> Opseg ruke</p>
	<p><b>Cuff positioning indicator for the left arm</b></p> <p><b>FA</b> Wskaźnik umieszczenia mankietu na lewym ramieniu</p> <p><b>CZ</b> indikátor umístění manžety pro levou ruku</p> <p><b>HU</b> mandzsettapozícionáló jelzés a bal karhoz</p> <p><b>SK</b> Ukazovateľ polohy manžety pre ľavé rameno</p> <p><b>SL</b> indikator za namestitev manšete na levi roki</p> <p><b>HR</b> indikator pozicioniranja manžeta za lijevu ruku</p>
	<p><b>Marker on the cuff to be positioned above the artery</b></p> <p><b>FA</b> znacznik na mankiecie, wskazujący pozycję umieszczenia nad tętnicą</p> <p><b>CZ</b> značka na manžetě musí být umístěna nad artérií</p> <p><b>HU</b> jelzés a mandzsettán az artéria feletti pozícionálásához</p> <p><b>SK</b> značka na manžete, ktorá má byť umiestnená nad cievou</p> <p><b>SL</b> oznaka na manšeti, ki mora biti nameščena nad arterijo</p> <p><b>HR</b> oznaka na manžeti koju treba postaviti iznad arterije</p>
	<p><b>Range pointer and brachial artery alignment position</b></p> <p><b>PL</b> Wskaźnik zakresu i dostosowania pozycji do tętnicy ramiennej</p> <p><b>CZ</b> ukazatel rozsahu a poloha pro zarovnaní na brachiální tepnu</p> <p><b>HU</b> Méretszív kijelzés és a felkarverőer mérési pozíciója</p> <p><b>SK</b> Ukazovateľ rozsahu a správnej polohy voči brachiálnej artérii</p> <p><b>SL</b> kazalnik razpona in položaj za zaravnavao z nadključno arterijo</p> <p><b>HR</b> Polakivač raspona i pozicije poravnania nadključne arterije</p>
	<p><b>Range indicator of arm circumference to help selection of the correct cuff size</b></p> <p><b>PL</b> Wskaźnik zakresu obwodu ramienia pomagający w doborze mankietu o właściwym rozmiarze</p> <p><b>CZ</b> indikátor rozsahu obvodu paže, který pomáhá volbě správné velikosti manžety</p> <p><b>HU</b> karokörlet méretszívjának kijelzése a megfelelő méretű mandzsetta kiválasztásához</p> <p><b>SK</b> Ukazovateľ rozsahu obvodu ramena ako pomôcka pri výbere správnej veľkosti manžety</p> <p><b>SL</b> indikator obsega roke, ki pomaga pri izbiri pravilne velikosti manšete</p> <p><b>HR</b> indikator opsega ruke pomaže u odabiru primjerenje veličine manžeta</p>
	<p><b>Necessity for the user to consult this instruction manual</b></p> <p><b>PL</b> Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi</p> <p><b>CZ</b> Uživatel si musí prostudovat tento návod k obsluze</p> <p><b>HU</b> A felhasználónak követnie kell a használati útmutató elolását</p> <p><b>SK</b> Je potrebné, aby používateľ naštudoval do tohto návodu na použitie</p> <p><b>SL</b> Uporabnik mora obvezno prebrati priročnik z navodili</p> <p><b>HR</b> Korisnik treba pogledati ovaj priručnik za upotrebu</p>
	<p><b>Need for the user to follow this instruction manual thoroughly for your safety.</b></p> <p><b>PL</b> Dla zachowania bezpieczeństwa użytkownik musi ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi</p> <p><b>CZ</b> Uživatel musí pečlivě dodržovat pokyny v tomto návodu k obsluze kvůli zajištění bezpečnosti.</p> <p><b>HU</b> A felhasználó biztonságja érdekében a használati útmutató elolrásainak pontos betartására van szükség.</p> <p><b>SK</b> Je potrebné, aby používateľ z dôvodu vlastnej bezpečnosti presne dodržiaval tento návod na použitie.</p> <p><b>SL</b> Uporabnik mora za svojo varnost dosledno upoštevati ta priročnik z navodili.</p> <p><b>HR</b> Korisnik mora potpuno slijediti ove upute za uporabu radi sigurnosti.</p>
	<p><b>Direct current</b></p> <p><b>PL</b> Prąd stały</p> <p><b>CZ</b> Stejnoseměrný proud</p> <p><b>HU</b> Egyenáram</p> <p><b>SK</b> Jednosmerný prúd</p> <p><b>SL</b> Enosmerni tok</p> <p><b>HR</b> Istosmjerna struja</p>
	<p><b>Alternating current</b></p> <p><b>PL</b> Prąd zmienny</p> <p><b>CZ</b> Střídavý proud</p> <p><b>HU</b> Váltakozó áram</p> <p><b>SK</b> Striedavý prúd</p> <p><b>SL</b> zamenični tok</p> <p><b>HR</b> Izmjenična struja</p>

	<p><b>Date of manufacture</b></p> <p><b>PL</b> Data produkcji</p> <p><b>CZ</b> Datum výroby</p> <p><b>HU</b> gyártás időpontja</p> <p><b>SK</b> Datum výroby</p> <p><b>SL</b> Datum izdelave</p> <p><b>HR</b> Datum proizvodnje</p>
	<p><b>Manufacturer's quality control mark</b></p> <p><b>PL</b> Znak kontroli jakości producenta</p> <p><b>CZ</b> značka kontroly kvality výrobce</p> <p><b>HU</b> a gyártó minőség ellenőrzési jelzése</p> <p><b>SK</b> značka kontroly kvality výrobcu</p> <p><b>SL</b> oznaka kontrole kakovosti proizvajalca</p> <p><b>HR</b> oznaka kontrole kvalitete proizvođača</p>
	<p><b>Prohibited action</b></p> <p><b>PL</b> Czynność niedozwolona</p> <p><b>CZ</b> zakázaný postup</p> <p><b>HU</b> tiltott tevékenység</p> <p><b>SK</b> zakázané kroky</p> <p><b>SL</b> prepovedano dejanje</p> <p><b>HR</b> zabranjena radnja</p>
	<p><b>To indicate generally elevated, potentially hazardous, levels of non-ionizing radiation, or to indicate equipment or systems, e.g. in the medical electrical area that include RF transmitters or that intentionally apply RF electromagnetic energy for diagnosis or treatment.</b></p> <p><b>PL</b> Symbol ogólnie podwyższonych, potencjalnie niebezpiecznych poziomów promieniowania niejonizującego lub oznaczenie urządzeń lub systemów, np. medycznych obszarów elektrycznych, które obejmują nadajniki częstotliwości radiowych lub urządzenia celowo wykorzystujące energię elektromagnetyczną do diagnostyki lub leczenia.</p> <p><b>CZ</b> i indikaci obecné zvýšených, potenciálne nebezpečných úrovní neionizujúceho žiarenia alebo na označenie zariadení alebo systémov, napr. v oblasti lekárskej elektrotechniky, ktoré zahŕňajú RF vysieláče alebo zariadenia zamierené používať rádiovú frekvenciu elektromagnetickou energiou k diagnóze alebo liečbu.</p> <p><b>HU</b> A magas szintű, potenciálisan veszélyes ionizálatlan sugárzású jelzéshez, vagy olyan eszközök és rendszerek jelzéséhez, mint pl. orvosi elektronos kömvezetek RF brenedezésekket, amelyek diagnosztikai vagy terápiás célokra RF elektromágneses energiát használnak.</p> <p><b>SK</b> Na označenie všeobecne zvýšených, potenciálne nebezpečných úrovní neionizujúceho žiarenia alebo na označenie zariadení alebo systémov, napr. v oblasti lekárskej elektrotechniky, ktoré zahŕňajú RF vysieláče alebo zariadenia zamierené vyvolávať rádiovú frekvenciu elektromagnetickú energiu na diagnostiku a liečbu.</p> <p><b>SL</b> Za označevanje v splošnem povšanih, potencialno nevarnih ravni neionizirajočega sevanja, ali za označevanje opreme ali sistemov, npr. električnih medicinskih pripomočkov, ki vključujejo RF oddajnike ali namenoma oddajajo radiofrekvenčno elektromagnetno energijo za diagnosticiranje ali zdravljenje.</p> <p><b>HR</b> Oznava općenito povećanje razine neionizirajućeg zračenja koje može biti opasno ili označava opremu ili sustave, primjerice u području medicinske elektrone struje koja obuhvaćaju radiofrekvencijske odašiljače ili u kojima se namjerno primjenjuje radiofrekvencijska elektromagnetska energija u svrhu dijagnostike ili liječenja.</p>

# Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor M2 Intelli IT (HEM-7143T1-EBK)



All for Healthcare



## Read instruction manual ① and ② before use.

**język polski** Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy przeczytać instrukcję obsługi ① i ②.

**Čeština** Před použitím si přečtěte návod k obsluze ① a ②.

**Magyar** Használat előtt olvassa el a(z) ① és ② használati útmutatót.

**Slovenčina** Pred použitím si prečítajte návod na použitie ① a ②.


**Slovenščina** Pred uporabo preberite priročnik z navodili ① in ②.

**Hrvatski** Pročitajte priručnik s uputama ① i ② prije upotrebe.

IM2-HEM-7143T1-EBK-E2-01-10/2020

## 1 Package Contents

- PL** Zawartość opakowania
- CZ** Obsah balení
- HU** A csomag tartalma
- SK** Obsah balenia
- SL** Vsebina embalaže
- HR** Sadržaj pakiranja



## 2 Preparing for a Measurement

- PL** Przygotowanie do pomiaru
- CZ** Příprava na měření
- HU** A mérés előkészítése
- SK** Príprava na meranie
- SL** Priprava na meritve
- HR** Pripremanje za mjerenje

### 30 minutes before

- PL** 30 minut przed
- CZ** 30 minut před měřením
- HU** 30 perccel előtte
- SK** 30 minút vopred
- SL** 30 minut prej
- HR** 30 minuta prije




### 5 minutes before: Relax and rest.

- PL** 5 minut przed: odpręż się i odpocznij.
- CZ** 5 minut před měřením: Uvolněte se a odpočvejte.
- HU** 5 perccel előtte: Nyugodjon meg és pihenjen.
- SK** 5 minút vopred: Uvoľnite sa a oddychujte.
- SL** 5 minut prej: sprostito se in počivajte.
- HR** 5 minuta prije: opustite se i odmorite.




## 4 Downloading the "OMRON connect" App

- PL** Pobieranie aplikacji „OMRON connect”
- CZ** Stažení aplikace „OMRON connect”
- HU** Az „OMRON connect” alkalmazás letöltése
- SK** Stiahnutie aplikácie „OMRON connect”
- SL** Prenos aplikacije „OMRON connect”
- HR** Preuzimanje aplikacije „OMRON connect”



## 5 Pairing Your Smart Device

- PL** Parowanie ciśnieniomierza z urządzeniem inteligentnym
- CZ** Spárování s chytrým zařízením
- HU** Okoseszközrel történő párosítás
- SK** Párovanie s inteligentným zariadením
- SL** Seznanjanje s pametno napravo
- HR** Uparivanje pametnog uređaja




## 3 Follow the instructions.

- PL** Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- CZ** Postupujte podle pokynů.
- HU** Kövesse az utasításokat.
- SK** Riadte sa pokynmi.
- SL** Upoštevajte navodila.
- HR** Pridržavajte se uputa.

## 6 Applying the Cuff on the Left Arm

- PL** Zakładanie mankietu na lewe ramię
- CZ** Umístění manžety na levou paži
- HU** A mandzsetta bal karra törtenő felhelyezése
- SK** Nasadenie manžety na ľavé rameno
- SL** Namestitve manšete na levo roko
- HR** Stavljanje manžete na lijevu ruku



### 3 Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.


- PL** Koniec mankietu z podłączonym przewodem powietrza powinien znajdować się 1–2 cm powyżej zgięcia łokcia.
- CZ** Manžeta by měla být umístěna stranou s hadičkou 1 až 2 cm nad vnitřní stranou lokte.
- HU** A mandzsetta levegőcső felőli része körülbelül 1-2 cm-rel legyen a könyök belső része fölött.
- SK** Strana manžety s hadičkou má byť 1 až 2 cm nad vnútornou stranou lakťa.
- SL** Stran manšete s cevjo naj bo 1 do 2 cm nad notranjo stranjo komolca.
- HR** Strana cijevi manžete mora biti od 1 do 2 cm iznad unutrašnjosti lakta.

### 4 Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.

- PL** Upewnij się, że przewód powietrza znajduje się po wewnętrznej stronie ramienia i owinąć starannie mankiet, aby się nie zsuwał.
- CZ** Dbejte na to, aby vzduchová hadička byla na vnitřní straně paže, a manžetu bezpečně oviněte tak, aby se nemohla otáčet kolem ruky.
- HU** Ellenőrizze, hogy a levegőcső a kar belső részénél legyen, és a mandzsettát úgy rögzítse, hogy az ne csúszkáljon, hanem stabilan a karján maradjon.
- SK** Uistite sa, že je vzduchová hadička na vnútornej strane ramena a bezpečne obmotajte manžetu, aby sa nemohla posúvať.
- SL** Prepričajte se, da je zračna cev na notranji strani roke, in ovijte manšeto dovolj tesno, da je ni mogoče premikati.
- HR** Pobrinite se da vam je cijev za zrak s unutarnje strane ruke i čvrsto omotajte manžetu da više ne može kliziti okolo.

## If taking measurements on the right arm, refer to:


- PL** Pomiar ciśnienia na prawym ramieniu, patrz:
- CZ** Pokud provádíte měření na pravé paži, přečtěte si:
- HU** A jobb karon történő vérnyomásméréssel kapcsolatos információért lásd:
- SK** Pri meraní na pravom ramene si pozrite:
- SL** Če meritve izvajate na desni roki, glejte:
- HR** Ako obavljate mjerenja na desnoj ruci, pogledajte sljedeće:



Instruction Manual ①  
General Precautions

## 7 Sitting Correctly

- PL** Prawidłowa pozycja ciała
- CZ** Správné sezení
- HU** A megfelelő ülőhelyzet
- SK** Správne sedenie
- SL** Pravilna postavitev
- HR** Pravilno sjedenje



### 1 Sit comfortably with your back and arm supported.

- PL** Usiąść wygodnie, opierając plecy i ramię.
- CZ** Posadte se pohodlně, s opěrnými zády a podepřenou rukou.
- HU** Üljön le kényelmesen, a hátát és a karját támaszra meg.
- SK** Sadnite si pohodlne tak, aby ste mali chrbát aj hornú končatinu podoprenú.
- SL** Pri sedenju naj bosta vaš hrbet in roka podprta.
- HR** Sjednite u udoban položaj i neka su vam leđa i ruke poduprte.

### 2 Place the arm cuff at the same level as your heart.


- PL** Mankiet powinien znajdować się na wysokości serca.
- CZ** Umístěte manžetu v úrovni srdce.
- HU** A mandzsetta legyen a szívével azonos magasságbán.
- SK** Manžetu umiestnite do rovnakej výšky ako máte srdce.
- SL** Manšeta za roko mora biti v višini vašega srca.
- HR** Stavite manžetu za ruku na razinu sa srcem.

### 3 Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

- PL** Stopy ułóżć płasko na podłodze, nie krzyżować nóg, siedzieć spokojnie, bez ruchu i nie rozmawiać.
- CZ** Chodidla položte rovně, nohy nepřekřížujte, nehybte se a nemluvte.
- HU** Mindkét talpa legyen egyenes padlón, lábait ne tegye keresztbe, ne mozogjon és ne beszéljen.
- SK** Nohy majte vystreté, neprekrížené, nehybte sa a nerozprávajte.
- SL** Stopala naj plosko počivajo na tleh, noge ne smejo biti prekrizane, mirujte in ne govorite.
- HR** Neka vam stopala budu ravno na podu, noge neprekrizane, ostanite mirni i ne govorite.

## 8 Taking a Measurement

- PL** Wykonywanie pomiaru
- CZ** Měření
- HU** Mérés
- SK** Meranie tlaku krvi
- SL** Izvajanje meritve
- HR** Mjerenje



### When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

- PL** Po naciśnięciu przycisku [START/STOP] następuje pomiar i jego automatyczny zapis. Otwórz aplikację, aby przesłać odczyt.
- CZ** Po stisknutí tlačítka [START/STOP] bude měření provedeno a uloženo automaticky. Otevřete aplikaci a spusťte přenos naměřených hodnot.
- HU** A [START/STOP] gomb megnyomásakor megkezdődik a vérnyomásmérés, az eredményt pedig a készülék automatikusan elmenti. Nyissa meg az alkalmazást az eredmény továbbításához.
- SK** Po stlačení tlačidla [START/STOP] sa vykoná meranie a výsledok sa automaticky uloží. Otvorte aplikáciu, aby ste výsledok preniesli.
- SL** Ko pritisnete gumb [START/STOP], se meritve izvede in samodejno shrani. Odprite aplikacijo in prenesite odčitke.
- HR** Kada pritisnete gumb [START/STOP], izvodi se mjerenje i automatski se sprema. Otvorite aplikaciju radi prijenosa očitanja.

### If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

### PL Jeśli ciśnienie skurczowe jest wyższe niż 210 mmHg:

Po rozpoczęciu napełniania mankietu nacisnąć i przytrzymać przycisk [START/STOP], aż ciśnieniomierz napompuje mankiet do wartości o 30–40 mmHg wyższej od przewidywanego ciśnienia skurczowego.

### CZ Je-li váš systolický tlak vyšší než 210 mmHg:

Jakmile se manžeta začne nafukovat, stiskněte a přidržte tlačítko [START/STOP], dokud se přístroj nenafoukne o 30 až 40 mmHg více, než je váš očekávaný systolický tlak.

### HU Ha a szisztolés vérnyomás értéke 210 Hgmm-nél magasabb:

Miután megkezdődött a mandzsetta felfújása, nyomja meg és tartsa lenyomva a [START/STOP] gombot, amíg a készülék a várt szisztolés vérnyomást 30 – 40 Hgmm-rel meg nem haladja.

### SK Ak máte systolický tlak vyšší než 210 mmHg:

Keď sa začne manžeta nafukovať, pridržte stlačené tlačidlo [START/STOP] dovtedy, kým merač nenafúkne manžetu na tlak o 30 až 40 mmHg vyšší, než je váš očakávaný systolický tlak.

### SL Če vaš sistolični tlak presega 210 mmHg:


Ko se začne manšeta za roko napihovati, pritisnite in držite gumb [START/STOP], dokler merilnik manšete ne napihne za od 30 do 40 mmHg nad vašim pričakovanim sistoličnim tlakom.

### HR Ako je vaš sistolički tlak viši od 210 mmHg:

Kad se manžeta počne napuhavati, pritisnite i držite gumb [START/STOP] sve dok se uređaj ne napuše na 30 do 40 mmHg iznad očekivanoga sistoličkog tlaka.

## 9 Checking Readings

- PL** Sprawdzanie odczytów
- CZ** Kontrola naměřených hodnot
- HU** Eredmények ellenőrzése
- SK** Kontrola nameraných výsledkov
- SL** Preverjanje meritev
- HR** Provjera mjerenja



### 1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg\* or above.

**PL** Pojawia się, jeżeli wartość SYS (ciśnienie skurczowe) wynosi 135 mmHg lub jest wyższa i/lub wartość DIA (ciśnienie rozkurczowe) wynosi 85 mmHg\* lub jest wyższa.

**CZ** Zobrazí se, pokud je hodnota „SYS“ 135 mmHg nebo vyšší a/nebo hodnota „DIA“ 85 mmHg\* nebo vyšší.

**HU** Akkor jelenik meg, ha a „SYS“ érték 135 Hgmm vagy magasabb, és/vagy a „DIA“ érték 85 Hgmm\* vagy magasabb.

**SK** Zobrazí sa, ak „SYS“ má hodnotu 135 mmHg alebo vyššiu a/alebo „DIA“ má hodnotu 85 mmHg\* alebo viac.

**SL** Prikaže se, če je "SYS" (sistolni tlak) 135 mmHg ali višji in/ali "DIA" (diastolični tlak) 85 mmHg\* ali višji.

**HR** Pojavljuje se ako je „SYS“ 135 mmHg ili viši i/ili je „DIA“ 85 mmHg\* ili viši.

### 2 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.

**PL** Pojawia się w przypadku wykrycia ruchów ciała podczas pomiaru. Zdjąć mankiet, poczekać 2–3 minuty i spróbować ponownie.

**CZ** Zobrazí se, pokud se vaše tělo během měření pohne. Sejměte manžetu, vyčkejte 2–3 minuty a zkuste to znovu.

**HU** Akkor jelenik meg, ha a mérés közben a mozog. Vegye le a mandzsettát, várjon 2-3 percig, majd próbálja újra a mérést.

**SK** Zobrazí sa, keď sa vaše telo počas merania hýbe. Odstráňte manžetu, počkajte 2 až 3 minúty a skúste to znova.

**SL** Prikaže se, če se med meritvijo premikate. Odstranite manšeto za roko, počakajte 2–3 minute in poskusite znova.

**HR** Pojavljuje se kada se vaše tijelo miče tijekom mjerenja. Skinite manžetu za ruku i pričekajte od 2 do 3 minute i pokušajte ponovno.

### 3 Appears when an irregular rhythm\*\* is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.

**PL** Pojawia się, gdy w czasie pomiaru wykryto arytmie\*\*. Jeżeli pojawia się wielokrotnie, firma OMRON zaleca konsultację z lekarzem.

**CZ** Zobrazí se, pokud je během měření zjištěn nepravidelný rytmus\*\*. Pokud se zobrazuje opakovaně, společnost OMRON doporučuje obrátit se na lékaře.

**HU** Akkor jelenik meg, ha a készülék a mérés közben szabálytalan szívverés\*\* érzékel. Ha ez ismételten megjelenik, akkor javasolt felkeresni orvosát és követni útmutatásait.

**SK** Zobrazí sa, keď sa počas merania zistí nepravidelný rytmus\*\*. Ak sa zobrazí opakovane, spoločnosť OMRON odporúča obrátiť sa na lekára.

**SL** Prikaže se, če merilnik zazna neenakomeren\*\* srčni utrip. Če se ponavlja, OMRON priporoča, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

**HR** Pojavljuje se kada se tijekom mjerenja prepozna nepravilan srčani ritam\*\*. Ako se više puta pojavljuje, OMRON preporučuje da se posavjetujete sa svojim liječnikom.

### 4 Cuff is tight enough.

**PL** Mankiet jest wystarczająco ciasno założony.

**CZ** Manžeta je dostatečně utažená.

**HU** A mandzsetta elég szorosan van felhelyezve.

**SK** Manžeta nie je dostatočne utiahnutá.

**SL** Manšeta je nameščena dovolj tesno.

**HR** Manžeta je dovoljno stegnuta.

### 4 Apply cuff again MORE TIGHTLY.

**PL** Założyc mankiet ponownie, MOCNIEJ zaciskając.

**CZ** Nasadte manžetu znovu a UTÁHNĚTE JI PEVNĚJI.

**HU** Rögzítse SZOROSABBAN a mandzsettát.

**SK** Znova nasadte manžetu, tentokrát PEVNĚJŠIE.

**SL** TESNEJE namestite manšeto.

**HR** Ponovo stavite manžetu i STEGNITE JE JAČE.

### \*\*The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.

**PL** \*Definicję wysokiego ciśnienia krwi oparto na wytycznych ESH/ESC z 2018 r.

**CZ** \*Definice vysokého krevního tlaku je založena na doporučených postupech 2018 ESH/ESC.

**HU** \*A magas vérnyomás definíciója a 2018 ESH/ESC útmutatásai alapján került meghatározásra.

**SK** \*Definícia vysokého krvného tlaku je založená na usmerneniach ESH/ESC na rok 2018.

**SL** \*Visok krvni tlak je opredeljen po smernicah 2018 ESH/ESC.

**HR** \*Definicija visokog krvnog tlaka temelji se na smjernicama 2018 ESH/ESC.

### \*\*An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected during a measurement.

**PL** \*\*Jako nieregularny rytm serca określa się stan, w którym rytm uderzeń serca jest o 25% wolniejszy lub o 25% szybszy od średniej częstości uderzeń serca wykrytej podczas pomiaru.

**CZ** \*\*Nepřavidelný srdeční rytmus je definován jako rytmus, který je o 25 % nižší nebo o 25 % vyšší než průměrný rytmus zjištěný během měření.

**HU** \*\*A szabálytalan szívverés olyan ritmust jelent, amely 25%-kal kevesebb vagy 25%-kal több a készülék által a vérnyomás mérése során észlelt átlagos szívritmusnál.

**SK** \*\*Nepřavidelný srdeční rytmus je definovaný ako rytmus, ktorý je o 25 % nižší alebo o 25 % vyšší ako priemerný pulz zistený pri meraní.

**SL** \*\*Neredno bitje srca je definirano kot ritem, ki je za 25 % manjši ali za 25 % večji od povprečnega ritma, zaznanega med meritvijo.

**HR** \*\*Nepravilan srčani ritam je ritam koji je za 25 % manji ili za 25 % veći od prosječnog ritma koji se prepoznaje tijekom mjerenja.

### Error messages or other problems? Refer to:

- PL** Komunikaty o błędzie lub inny problem? Przejdź do:
- CZ** Vyskytla se chybová hlášení či jiné problémy? Přečtěte si:
- HU** Hibáüzeneteket lát vagy egyéb problémák merültek fel? Lásd:
- SK** Chybové hlásenia alebo iné problémy? Pozrite si:
- SL** Sporčila o napakah ali druge težave? Glejte:
- HR** Poruke o pogreškama ili drugi problemi? Pogledajte:

Instruction Manual 1

## 10 Using Memory Functions

- PL** Korzystanie z funkcji pamięci
- CZ** Použití funkcí paměti
- HU** A memóriafunkciók használata
- SK** Používanie funkcie pamäte
- SL** Uporaba funkcij pomnilnika
- HR** Upotreba memorijske funkcije

### 10.1 Readings Stored in Memory

- PL** Odczyty zapisane w pamięci
- CZ** Měření uložená v paměti
- HU** A memóriában eltárolt mérési értékek
- SK** Výsledky uložené v pamäti
- SL** Odčitki, shranjeni v pomnilniku
- HR** Mjerenja pohranjena u memoriju

Up to 30 readings are stored.

**PL** Maksymalna liczba odczytów przechowywanych w pamięci urządzenia wynosi 30.

**CZ** Ukládá se až 30 měření.

**HU** Legfeljebb 30 értéket lehet tárolni.

**SK** Uloží sa najviac 30 nameraných výsledkov.

**SL** Shranite lahko do 30 meritev.

**HR** Pohranjuje se do 30 mjerenja.

## 11 Other Settings

- PL** Inne ustawienia
- CZ** Další nastavení
- HU** Egyéb beállítások
- SK** Ďalšie nastavenia
- SL** Druge nastavitve
- HR** Ostale postavke

### 11.1 Disabling/Enabling Bluetooth®

- PL** Wyłączanie/włączanie funkcji Bluetooth®
- CZ** Vypnutí/zapnutí funkce Bluetooth®
- HU** Bluetooth® kikapcsolása/engedélyezése
- SK** Deaktivácia/aktivácia funkcie Bluetooth®
- SL** Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth®
- HR** Omogućavanje/onemogućavanje značajke Bluetooth®

Bluetooth is enabled by default.

**PL** Funkcja Bluetooth jest domyślnie włączona.

**CZ** Ve výchozím nastavení je funkce Bluetooth zapnuta.

**HU** Az alapértelmezett beállítás szerint a Bluetooth engedélyezett.


**SK** Rozhranie Bluetooth je predvolene aktivované.

**SL** Povezava Bluetooth je privzeto omogočena.

**HR** Značajka Bluetooth omogućena je kao zadana postavka.

### 11.2 Restoring to the Default Settings

- PL** Przywracanie ustawień domyślnych
- CZ** Obnovení výchozích nastavení
- HU** Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz
- SK** Obnova predvolených nastavení
- SL** Obnovitev privzetih nastavitev
- HR** Vraćanje na zadane postavke



## 12 Optional Medical Accessories

- PL** Opcjonalne akcesoria medyczne
- CZ** Volitelné zdravotnické příslušenství
- HU** Opcionális orvosi tartozékok
- SK** Voliteľné zdravotnícke príslušenstvo
- SL** Izbirni medicinski pripomočki
- HR** Opcijska dodatna medicinska oprema



Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.

**PL** Nie wyrzucać wtyczki przewodu powietrza. Wtyczkę przewodu powietrza można podłączyć do opcjonalnego mankieta.



**CZ** Vzduchovou zástrčku nevyhazujte. Vzduchovou zástrčku lze použít na volitelnou manžetu.

**HU** Ne dobja el a levegősatlakozót. A levegősatlakozó az opcionális mandzsettához használható.

**SK** Vzduchovú zástrčku neodhadzujte. Vzduchovú zástrčku možno použiť s voliteľnou manžetou.

**SL** Ne zavržite zračnega vtiča. Zračni vtič se lahko uporablja za dodatno manšeto.

**HR** Ne bacajte čep za zrak. Čep za zrak može biti primjenjiv za neobaveznu manžetu.



## https://www.omron-healthcare.com/

	Manufacturer Producent Výrobce Gyártó cég	Výrobca Proizvajalec Proizvodač	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
<b>EC</b> <b>REP</b>	Przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej Zástupce pro EU Predstavnik za EU	EU-képviselő Zástupca pre EU Zastopnik za EU	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Importer in EU Importer na terenie UE Dovozce do EU	EU importőr Dovozca pre EU Uvoznik v EU	Uvoznik u EU	<b>Omron Healthcare Brasil Indústria e Comércio de Produtos Médicos Ltda</b> Av. Ain Ata (Lot. M II, P I Logístico), nº 370 – Lote 12 – Quadra B – Jardim Ermidia I 13212-213 – Jundiaí – SP – Brazil
Production Facility Zaklad produkcyjny Výrobní závod	Az előállítás helye Výrobná prevádzka Proizvodni obrat Proizvodni pogon		<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
Subsidiaries Filije Pobožice Leányvállalatok Dcérske spoločnosti Hériske družbe Podružnice	Importer in the United Kingdom and UK responsible person		<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> www.omron-healthcare.com/distributors
			<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> www.omron-healthcare.com/distributors