



**REF** 391453

Канюля внутрішньовенна BD Venflon™

**Опис:** 18 G (Г) 1.2 x 45 mm (мм)

80 ml/min (мл/хв)

Вкладка (доповнення до 1-SRD-DGW0058\_rev07(07-19)).

Ця вкладка додається до кожного медичного виробу.

Вкладка не виступає інструкцією із застосування.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не використовувати, якщо пакування пошкоджено або відкрито. Повторне використання може призвести до інфекції або іншого захворювання/травмування. Не намагайтеся повторно вставити голку, що була повністю бо частково витягнена. Стережіться відрізання катетера. Не користуйтеся ножицями. Тефлоновий. Непірогенний. Цей виріб не містить натурального каучукового латексу. Цей виріб не містить диетилгексилфталату (DEHP).



**Бектон Дікінсон Інфюжн Терапі АБ, Флореттгтан 29С, ПО Бокс 631, СЕ-251 06 Гельсінгборг, Швеція**

Becton Dickinson Infusion Therapy AB, Florettgatan 29C, PO Box 631, SE-251 06 Helsingborg, Sweden

Виготовлено в Індії

**Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»,**

Україна, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх

Пояснення символів:



Виробник



Не застосовувати в разі пошкодження пакування

**STERILE EO**

Стерильно.  
Стерилізовано етилен-оксидом



Дата виготовлення



Виріб призначений для одноразового застосування



Берегти від вологи



Строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного виробу



Ознайомтесь із супровідними документами



Берегти від попадання прямих сонячних променів

**LOT**

Код партії



символ добровільної сертифікації в РФ



UA,TR.116

Знак відповідності технічним регламентам

**REF**

Каталожний номер медичного виробу



Переробка упакувань

**CE** 2797

Знак відповідності виробу вимогам Директиви Ради ЄС від 14 червня 1993 р. № 93/42/ЄЕС щодо медичних виробів



Обережно, крихке  
**Н** нержавіюча сталь